

CATALOGO PRODOTTI 2025

# SOLUZIONI

**F A P I**  
E Y E W O R L D

**F A P I**  
A C A D E M Y

"Il successo non è casuale.  
E' un duro lavoro fatto di perseveranza, approfondimento, studio, sacrificio  
e soprattutto amore per ciò che stai facendo".

Distributore esclusivo per l'Italia

# CHARMANT

ESPIRIT

UNITED COLORS  
OF BENETTON.



MENRAD  
the vision

Johnson & Johnson

Alcon



Bausch & Lomb

Menicon

SOLEKO

schalcon  
CLEAR VISION

Omisan

esoform

AVIZOR  
EYE CARE SOLUTIONS

Safilens

Abbott

servilens  
fit&cover

Vitalresearch

A|D|O|R|E

## SOLUZIONI

prodotto	azienda	formato	caratteristiche
----------	---------	---------	-----------------

### ***Unica a rilascio d'ossigeno***

Regard	Vita Research	5x10ml 10x10ml 15x10ml 60 ml 100 ml 355 ml 355ml+5x10ml bi-pack	Innovativa soluzione unica per la disinfezione e la conservazione delle lenti morbide. La formulazione con OxyChlorite (rilascio d'ossigeno) è particolarmente indicata per le lenti al silicone hydrogel
--------	---------------	--	---

### ***Universale con acido ialuronico***

ESOYal	Esoform	100 ml 360 ml 500 ml	Soluzione unica con acido ialuronico per lenti morbide con portalenti
Open Reload	Safilens	280 ml	Soluzione unica con acido ialuronico da bacillus e TSP
Safe-Gel Hyal	Safilens	100 ml 360 ml 500 ml	Soluzione unica con acido ialuronico
Unica Sensitive	Avizor	100ml 10x10ml 350ml 2x350ml	Soluzione unica con Acido Ialuronico Ideale per occhi sensibili
Releasy	Schalcon	50ml 100 ml 250 ml 400 ml	Soluzione unica a base di acido ialuronico, ideali per conservare, pulire, lubrificare e umettare tutti i tipi di lenti a contatto morbide incluse quelle in silicone hydrogel
YALFresh	Soleko	360 ml	Soluzione unica all'acido ialuronico ad azione antiproteica
HydraSol	Soleko	100 ml 360 ml	Soluzione unica con acido ialuronico
Sodyal Unica	Omisan	50 ml 360 ml	Soluzione unica per la completa manutenzione delle lenti a contatto di qualsiasi tipo con acido ialuronico
FUSION sol	Safilens	100 ml 360 ml	Soluzione unica con acido ialuronico e TSP

# SOLUZIONI

prodotto	azienda	formato	caratteristiche
<b>Universale Multifunzionale</b>			
UNICA1	Suisse Optical	360 ml	Soluzione unica indicata per le lenti al silicone hydrogel
UNICA2	Suisse Optical	100 ml 360 ml	Soluzione unica ad azione antiproteica
UNICA5	Suisse Optical	360 ml	Soluzione unica con acido ialuronico
Alvera	Avizor	100 ml 350 ml	Soluzione unica con Aloe vera efficace con lenti a contatto in silicone hydrogel
ESOCare	Esoform	100 ml 360 ml 500 ml	Soluzione unica per lenti a contatto morbide con portalenti
OPTI-FREE Express	Alcon	355 ml	Soluzione unica per il trattamento completo delle lenti a contatto
OPTI-FREE PureMoist	Alcon	300 ml	Soluzione unica con hydraglyde per il trattamento completo delle lenti a contatto
Solo Care Aqua	Menicon	90 ml 360 ml	Soluzione multifunzionale con portalenti antibatterico Microblock
Universale PLUS	Schalcon	50 ml 150 ml 400 ml	Soluzione unica polivalente per disinfettare, conservare, pulire, idratare, lubrificare, risciacquare e rimuovere i depositi proteici dalle lenti a contatto
Pemag Plus 2	Bausch&Lomb	500 ml	Soluzione unica ad azione antiproteica
Record 7.30	Vita Research	60 ml 100 ml 355 ml	Soluzione unica capace di disinfettare e pulire in 30 minuti
Biotrue	Bausch&Lomb	2x100ml 100ml 300 ml	Soluzione unica bio-ispirata per lenti a contatto morbide hydrogel e silicone
ACUVUE Revitalens	Johnson&Johnson	100ml 300ml 2x300ml	Soluzione disinfettante e lubrificante adatta per tutti i tipi di lenti a contatto morbide anche in silicone idrogel
Universale	Schalcon	50 ml 100 ml 360 ml 550 ml	Soluzione unica per tutti i tipi di lenti a contatto
MonoGreen	Omisan	50 ml 100 ml 360 ml 500 ml	Soluzione unica per la completa manutenzione delle lenti a contatto morbide di qualsiasi tipo, comprese le lenti monouso



## SOLUZIONI

prodotto	azienda	formato	caratteristiche
----------	---------	---------	-----------------

### **Universale Multifunzionale**

EasyDay Multi	Omisan	360 ml	Soluzione unica per la completa manutenzione delle lenti a contatto
Renu Multiplus	Bausch&Lomb	100 ml 360 ml	Soluzione indicata per la disinfezione chimica (non termica), la pulizia e l'eliminazione quotidiana delle proteine
RENU Advance	Bausch&Lomb	100 ml 360 ml	Soluzione multiuso per lac morbide con Triple Disinfectant System, combinazione di tre disinfettanti in grado di eliminare fino al 99,90% di batteri e germi entro 4 ore
Multiformula	Schalcon	50 ml 100 ml 380 ml 550 ml	Soluzione unica polivalente per disinfettare, conservare, pulire, idratare, lubrificare, risciacquare e rimuovere i depositi dalle lenti a contatto
MethaPLUS	Soleko	100 ml 360 ml	Soluzione unica ad azione antiproteica
Renu MPS Sensitive Eyes	Bausch&Lomb	360 ml	Soluzione unica per occhi sensibili

### **Universale RGP**

Progent	Menicon	5 trattamenti	pulitore intensivo, deproteinizzante per lenti RGP
Menicare PLUS	Menicon	250 ml	soluzione unica per lenti RGP
Menicare PURE	Menicon	70 ml	soluzione unica con acido ialuronico per lenti RGP
		250 ml	
Menicare PURE+Progent	Menicon	kit	soluzione unica con acido ialuronico per lenti RGP + pulitore intensivo RGP
Menicare PLUS+Progent	Menicon	kit	soluzione unica con acido ialuronico per lenti RGP + pulitore intensivo RGP
Oftyll RGP	Omisan	100 ml	soluzione unica per la completa manutenzione delle lenti a contatto RGP di qualsiasi tipo
Regard K	Vita Research	40 ml	soluzione unica a rilascio d'ossigeno per lenti RGP
	Vita Research	120 ml	
	Vita Research	3x120 ml	
Boston Simplus	Bausch&Lomb	120 ml	soluzione unica per lenti R-GP



# SOLUZIONI

prodotto	azienda	formato	caratteristiche
----------	---------	---------	-----------------

## Salina

Salina4	Suisse Optical	500 ml	soluzione salina senza conservanti
ESOSal	Esoform	500 ml	soluzione salina senza conservanti per il risciacquo di tutte le lenti
ESOSal OXY	Esoform	500 ml	soluzione salina senza conservanti per il risciacquo di tutte le lenti con sodio clorito
BioSalina	Omisian	500 ml	soluzione salina per il risciacquo e l'idratazione delle lenti a contatto morbide ed RGP
EasyDay Salina	Omisian	360 ml	soluzione salina per la manutenzione delle lenti a contatto morbide ed RGP
ISOSol	Vita Research	30x5ml	soluzione salina sterile senza conservanti per il risciacquo di tutte le lenti a contatto
BioSalin	Schalcon	550 ml	soluzione salina sterile arricchita con acido ialuronico
Safe Line	Safilens	550 ml	soluzione salina senza conservanti
Salina	Soleko	100 ml 500 ml	soluzione salina per il risciacquo di tutti i tipi di lenti a contatto
SaliSin	Schalcon	100 ml 550 ml 20x10ml	soluzione salina sterile per il risciacquo di tutti i tipi di lenti a contatto

## Perossido

Perossido3	Suisse Optical	360 ml	perossido monofase di idrogeno con catalizzatore al platino
Aosept Plus with HydraGlyde	Alcon	360 ml	sistema monofase di disfezione al perossido di idrogeno al 3% con detergente aggiunto
ESOXide	Esoform	380 ml	sistema al perossido 3% con stella al platino
OxyStar	Schalcon	120 ml 300 ml	perossido di idrogeno con catalizzatore al platino per la disinfezione di tutti i tipi di lenti a contatto
EverClean PLUS	Avizor	60ml+8cap. 225ml+30cap. 350ml+45cap. 700ml+90cap.	sistema al perossido monofase Neutralizzazione con pastiglia bifase contenente enzima per la rimozione delle proteine. Senza conservanti
EverClean SCLERAL	Avizor	80ml 300ml+30cap.	sistema al perossido monofase Neutralizzazione con pastiglia bifase contenente enzima per la rimozione delle proteine. Senza conservanti
OxySin	Schalcon	100ml+10 cps 300ml+30cps	sistema di trattamento disinfettante profondo a base di perossido di idrogeno e compresse stabilizzato per tutti i tipi di lenti a contatto
Oxysept 1step	Abbott	300ml+30cap.	sistema disinfettante e neutralizzante. Senza conservanti, per occhi sensibili.
Revue	Vita Research	225ml+30cap. 60ml+8cap.	perossido d'ossigeno al 3% con pastiglia neutralizzante e antiproteica
Revue DISC	Vita Research	360 ml 100 ml	soluzione al perossido senza aggiunta di conservanti con portalenti con disco di platino
PlatinCare	Soleko	100 ml 360 ml	sistema monofase al perossido di idrogeno al 3% con catalizzatore al platino
EasySept	Bausch&Lomb	360 ml	sistema al perossido d'idrogeno al 3% monofase con catalizzatore



# SOLUZIONI

prodotto	azienda	formato	caratteristiche
----------	---------	---------	-----------------

## ***Detergente lenti morbide***

Soasin	Schalcon	30 ml	detergente specifico per lenti a contatto morbide
--------	----------	-------	---

## ***Umettante***

FreeVision Umettante	VisionCare	15 ml	umettante con acido ialuronico
Safe Gel Comfort Drops	Safilens	15 ml	soluzione umettante per il ripristino dell'idratazione

## ***Enzimi***

Enzymatic cleaner	VisionCare	10 pcs	compresse enzimatiche per la rimozione dei depositi
Enzisin	Schalcon	12 pcs	compresse effervescenti per il trattamento antiproteico delle lenti a contatto

## ***Detergente morbide&rigide***

FreeVision CLEANER SIH	VisionCare	30 ml	detergente con alcool isopropilico per lenti morbide in silicone hydrogel ed rgp
Elite Cleaner	Vita Research	40 ml	detergente per lenti morbide ed rgp

## ***Detergente RGP***

HGP1	Bausch&Lomb	60 ml	indicato per la pulizia delle lenti in fluoro silicone acrilato e PMMA
ESOClean RGP	Esoform	50 ml	detergente per lenti RGP
Total Care Detergente	Abbott	2x15 ml	indicata per la disinfezione di tutti i tipi di lenti a contatto rgp
SinPlus	Schalcon	30 ml	detergente specifico per lac RGP a base di componenti hi-tech
Boston Advance Detergente	Bausch&Lomb	30 ml	indicato per le lac in fluoro silicone acrilato
Cleaner R	Soleko	60 ml	indicata per detergere tutti i tipi di lenti a contatto morbide
Spray & Clean	Menicon	15 ml	detergente per lac rgp speciale lacrime grasse in spray senza conservanti

## ***Conservante RGP***

HGP2	Bausch&Lomb	120 ml	soluzione studiata per lenti a contatto rigide e rigide gas permeabili
ESOSan RGP	Esoform	200 ml	conservante per lenti RGP
Total Care Conservante	Abbott	120 ml	disinfetta, conserva ed idrata, combina tre tensioattivi
Consin PLUS	Schalcon	120 ml	soluzione disinfettante e conservante per lenti a contatto RGP
		200 ml	
Boston Advance Conservante	Bausch&Lomb	120 ml	speciale soluzione studiata per lenti a contatto rigide e rigide gas permeabili
Conditioner R	Soleko	100 ml	soluzione disinfettante indicata per tutti i tipi di lenti rgp



# SOLUZIONI

prodotto	azienda	formato	caratteristiche
<b>Gocce e Lacrime</b>			
Hyal Relax	Suisse Optical	20 ml	gocce oculari lubrificanti e lenitive a base di acido ialuronico
ESODrop	Esoform	15 ml	gocce umettanti con acido ialuronico 0,2%
ESOSTill	Esoform	15 ml	gocce oculari con acido ialuronico 0,2% + acque dist. di fiori
Lacrifresh Ocu-Dry 0,3%	Avizor	10 ml	gocce oculari idratanti per la pulizia delle lenti con acido ialuronico
Lacrifresh Aloe	Avizor	10 ml	gocce lubrificanti che alleviano e rinfrescano gli occhi con aloe
Ozean	Avizor	10 ml	gocce idratanti e lubrificanti contro i sintomi di secchezza e affaticamento
Blink intensive tears	Abbott	10 ml	gocce oculari per un comfort prolungato per occhi secchi e stanchi
Blink contacts	Abbott	10 ml	gocce oculari per dare sollievo agli occhi secchi e stanchi
Blink intensive liquid gel	Abbott	10 ml	gocce oculari per un comfort prolungato per occhi secchi ed irritati
Blink-n-clean	Abbott	15 ml	gocce oculari per la pulizia dei depositi proteici
Wet	Vita Research	20x0,40ml	gocce umettanti senza conservanti, ideali per le lenti al silicone lipofiliche
Wet Therapy	Vita Research	20x0,40ml	integratore lacrimale senza conservanti per una prolungata protezione corneale
Wet Forte	Vita Research	10 ml	umettante lubrificante con ialuronato di sodio 0,20% protegge le cellule
Systane ULTRA	Alcon	5 ml	gocce oculari che donano sollievo rapido agli occhi secchi, stanchi e irritati
Systane COMPLETE	Alcon	5 ml	gocce oculari che donano sollievo duraturo e idratazione prolungata
Systane ULTRA	Alcon	5 ml	gocce oculari formula completa che dona sollievo prolungato ad ogni tipo di occhio secco
PHYTO Protect ZERO	Soleko	10 ml	gocce oculari senza conservanti con Aloe, Amamelis, Camomilla, Eufrasia e Acido Ialuronico
Refresh	Soleko	15 ml	ristabilisce l'idratazione delle lenti morbide e la bagnabilità delle lenti rgp
I-Fresh Yal	Soleko	15 ml	lacrime artificiale con acido ialuronico
BioTrue Drops	Bausch&Lomb	10 ml	gocce oculari con acido ialuronico, senza conservanti
BioTrue Advance	Bausch&Lomb	10 ml	sostituto lacrimale multicomponente
Recugel	Bausch&Lomb	10 gr	protegge e idrata la superficie oculare con effetto calmante e lenitivo
BioTrue Gel oculare	Bausch&Lomb	10 gr	Per un effetto clamante e rinfrescante degli occhi
DROP Therapeutic	Safilens	10 ml	gocce oculari lubrificanti per le disfunzioni del film lacrimale
Rewetting Drops	VisionCare	15 ml	sostituto lacrimale con acido ialuronico 0,2%
Red-Ndry	VisionCare	15 ml	sostituto lacrimale con 2 principi attivi: HA e HPMC
Xplus	VisionCare	15 ml	sostituto lacrimale con 2 principi attivi: CROSS LINKED HA e HPMC
Lasting Comfort	VisionCare	15 ml	sostituto lacrimale con principi attivi: HA 0,3% e HPMC 0,2%
Allergoftyll	Omisian	15 ml	soluzione oftalmica lubrificante e rinfrescante con estratto di Elicrisio
Calendoftyll	Omisian	15 ml	soluzione oftalmica lubrificante e rinfrescante con estratto di Calendula
Oftylla	Omisian	15 ml	soluzione oftalmica lubrificante e rinfrescante con estratto di Camomilla e Malva
Oftyll CleanDrops	Omisian	15 ml	soluzione oftalmica lubrificante e rinfrescante con estratto di Germe di grano
SODYAL XLipo	Omisian	10 ml	gocce oculari senza conservanti con Acido ialuronico Cross-linkato (0,1%)
SODYAL LipoComfort SPRAY	Omisian	10 ml	Spray oculare e palpebrale lubrificante, idratante e rinfrescante per l'integrazione e la
SODYAL Protect	Omisian	10 ml	gocce oculari con acido ialuronico allo 0.15%, Ginkgo biloba ed estratto di Amamelide
SODYAL Plus	Omisian	10 ml	gocce oculari con acido ialuronico allo 0.3% ed Aloe vera
SODYAL X	Omisian	10 ml	le prime gocce oculari senza conservanti con acido ialuronico Cross-linkato
SODYAL 24H	Omisian	10 ml	gocce oculari senza conservanti con acido ialuronico ed estratto fluido di Mirtillo
SODYAL Intensive	Omisian	10 ml	gocce-GEL oculari senza conservanti con acido ialuronico ed Aloe vera
Nebuvis Eye Rehydration	Omisian	10 ml	soluzione oftalmica lubrificante e rinfrescante spray
Nebuvis Tired eyes	Omisian	10 ml	soluzione oftalmica lubrificante e rinfrescante spray con mirtillo
Nebuvis Irritated eyes	Omisian	10 ml	soluzione oftalmica lubrificante e rinfrescante spray con Eufrasia
Ocuyal GEL	Schalcon	10 ml	gocce gel oculari a base di acido ialuronico ad alta viscosità 0,30%
		20x0,33ml	
Ocuyal	Schalcon	10 ml	gocce gel oculari a base di acido ialuronico 0,13%
		20x0,33ml	
Lipostamin	Schalcon	15 ml	soluzione spray oculare e palpebrale a base di liposomi ed estratti vegetali
Oculsin PLUS	Schalcon	10 ml	soluzione oftalmica sterile con ipromellosa indicata per la secchezza oculare
Lacrime naturali MALVA	Schalcon	15 ml	soluzione oftalmica lubrificante naturale con Altea - Malva
Lacrime naturali CAMOMILLA	Schalcon	15 ml	soluzione oftalmica lubrificante naturale con Camomilla - Fiordaliso
		10x0,33ml	





# SOLUZIONI

prodotto	azienda	formato	caratteristiche
----------	---------	---------	-----------------

## **Prodotti Diagnostici**

Vita Test	Vita Research	50 strisce	test per la funzionalità lacrimale
Fe.I.S. KIT	Schalcon	50 pz	Set per il controllo del liquido lacrimale

## **Garze**

OmiVis garze	Omisán	20 pz.	garze oftalmiche lubrificanti e rinfrescanti
Eye wipes	VisionCare	20 pz.	salviette oftalmiche monouso per l'igiene perioculare
Eyelid Cleaner	Schalcon	16 pz.	salviette oftalmiche monouso per l'igiene palpebrale

## **Bagno Oculare**

Wash Eye	VisionCare	360 ml	bagno oculare che riproduce perfettamente la composizione del film lacrimale
OmiVis bagno oculare	Omisán	100ml + occh.	soluzione oftalmica lubrificante e rinfrescante con aloe vera ed eufrasia
Bagno Oculare	Schalcon	250ml + occh.	soluzione oftalmica sterile ideale per l'idratazione, l'irrigazione, il lavaggio dell'ambiente oculare e della zona perioculare

## **Spray per occhiali**

Spray KIT	FAPI GROUP	30 ml	detergente per lenti oftalmiche antiappannante con cacciaviti, astuccio trasparente e microfibra
Spray	Suisse Optical	25 ml	detergente per lenti oftalmiche antiappannante, ecologico senza gas
Spray PACK		25ml x 30	
Spray Multiclean	Suisse Optical	30 ml	pulizia biotecnologica grazie all'idrolisi
Clens	Bausch&Lomb	60ml	cleaning spray + 6 tissues + 1 cloths
Splendilunettes	Soleko	55 ml	detergente e sgrassante per lenti oftalmiche
Pulilens	Schalcon	50 ml	detergente e sgrassante per la pulizia delle lenti oftalmiche

## **Spray No FOG**

Spray NoFOG	Suisse Optical	25 ml	Spray Antiappannante, Detergente e Antistatico per tutti i tipi di lenti e filtri
MultiClean De-FOG	VisionCare	1 pezzo	Panno Antiappannanteper occhiali da vista e sole, visiere e fotocamere

## **ACCESSORI**

Hand sanitizer	Eyemed	7 pz.	gel igienizzante per le mani in confezione pratica
cordoncini per occhiali	FAPI Group	50 pz.	cordoncini per occhiali: neri, marroni e colorati
Ventosa in silicone	CentroStyle	single	ventosa
Fluorescina strisce 1%	Schalcon	1	fluorescina micromolecolare strisce 1%
Fluorescina micro RGP	Schalcon	1	fluorescina micromolecolare per lenti rqp
Fluorescina macro SOFT	Schalcon	1	fluorescina macromolecolare per lenti soft
Open Care System	Safilens	1	soluzione unica Open Reload + Sonic Wave Generator
Sonic wave generator	Safilens	single	pulitore lac Sonic Wave Generator
press on	centrostyle	1	press on
carnet assistenza	FAPI Group	1	carnet per assistenza clienti
cartella visiva	FAPI Group	1	cartella visiva per scheda clienti

# Condizioni di vendita



## 1 - Generale

- 1.1 - Tutti i prezzi riportati nel presente listino si intendono al netto dell'IVA.
- 1.2 - Sono escluse contestazioni per eventuali errori di stampa.

## 2 - Validità Listino

- 2.1 - Il presente listino, con decorrenza 1 Gennaio 2025, annulla e sostituisce ogni precedente sia in termini di prezzi che di condizioni particolari di fornitura. Lo stesso può subire variazioni durante l'anno secondo le indicazioni delle aziende produttrici.
- 2.2 - E' onere del cliente conoscere quale listino è di volta in volta in vigore.

## 3 - Condizioni di pagamento

- 3.1 - Verranno applicate le condizioni di pagamento pattuite con gli agenti commerciali ed approvate dalla Direzione.
- 3.2 - In caso di mancato pagamento delle fatture alla scadenza pattuita la FAPI GROUP si riserva di sospendere la fornitura.
- 3.3 - Nei casi in cui lo scaduto superi il fido assegnato, alla fatturazione successiva verrà modificata automaticamente la modalità di pagamento, passando in contrassegno e/o pagamento alla consegna.

## 4 - Spedizioni

- 4.1 - Tutta la merce viaggia attraverso corriere.
- 4.2 - Per ogni ordine effettuato, le spese di spedizione saranno addebitate in ragione dell'importo di € 3,95 per le lenti a contatto + 1,45 imb. e assi. Per gli ordini dei liquidi e soluzioni e per le spese voluminose fuori standard il contributo varia in funzione del rapporto di peso e volume.
- 4.3 - Il trasporto della merce è a rischio del cliente.

## 5 - Resi e Sostituzioni

- 5.1 - Non si effettuano cambi di merce o sostituzioni.
- 5.2 - Solo in caso di errato invio da parte del Customer Service o lenti danneggiate e/o difettose verrà organizzato il ritiro e la sostituzione. In tal caso il Customer Service assegna un numero di autorizzazione che deve essere riportato sul documento di trasporto che accompagna la merce.
- 5.3 - Nei casi di cui al punto precedente le lenti NON devono essere scritte, contrassegnate o danneggiate, e con scadenza superiore a ventiquattro mesi.
- 5.4 - Le raccomandiamo prima di affidare il reso al corriere di verificare la conformità delle lenti al fine di un corretto accredito delle stesse a suo favore. Le confezioni dovranno essere perfettamente integre. All'arrivo presso il nostro magazzino ne verrà verificata la conformità e quello che non sarà conforme verrà automaticamente distrutto senza possibilità di riaverle presso il punto vendita e con conseguente mancato riaccredito.
- 5.5 - In tutti i casi di Sostituzione merce, Cambio chiuso, Cambio aperto e/o Cambio poteri, il cliente deve indicare il DDT con cui ha acquistato la merce. Verranno comunque addebitate le spese di ritiro e spedizione.
- 5.6 - In caso di richiesta di Esame tecnico, Controllo, Rilievo parametri, Sterilizzazione vengono addebitate le spese di ritiro e consegna.
- 5.7 - In tutti i casi di resi non autorizzati le lenti saranno rinviare al mittente con l'addebito delle spese di ritiro e spedizione.
- 5.8 - Nei casi previsti dalle aziende fornitrici di Primo cambio o Sostituzione gratuita all'atto dell'ordine vanno specificati i dati del documento con cui il Cliente ha ricevuto la merce.
- 5.9 - Come da policy e listini delle aziende produttrici alcuni campioni di lenti e i campioni di lenti RX hanno un costo.

## 6 - Policy aziendale

- 6.1 - La FAPI GROUP, in accordo con le aziende produttrici, si impegna a vendere i prodotti a rivenditori ottici autorizzati. Un rivenditore ottico autorizzato è un professionista che fornisce servizi per la correzione dei difetti visivi, presente sul territorio con almeno un punto vendita non virtuale e con un ottico professionista presente. Un rivenditore non sarà autorizzato come rivenditore ottico se opera solo on line.
- 6.2 - Il Cliente non esporterà, né rivenderà, e farà altresì in modo, garantendolo espressamente sin d'ora, che tutti i soggetti/le entità/le società controllanti/controllati e/o a esso collegati (di seguito, le "Affiliate") non esporteranno né rivenderanno, i Prodotti oggetto del presente contratto al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), della Svizzera e/o del Regno Unito; né il Cliente e/o le sue Affiliate incaricheranno, ovvero si avvarranno di, un soggetto terzo per esportare e/o rivendere, per loro conto, i Prodotti al di fuori dello SEE, della Svizzera e/o del Regno Unito. In caso di violazione di tale obbligo da parte del Cliente, FAPI GROUP, fermo restando il diritto di avvalersi dell'applicazione dell'art. 1456 c.c., si riserva altresì il diritto di sospendere gli ordini e le spedizioni oggetto delle presenti Condizioni Generali.

## 7 - Foro Competente

- 7.1 - Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma.



*Questo simbolo indica i prodotti realizzati con il materiale Silicone Hydrogel di nuova generazione*